

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

## Лабораторные весы серии EJ



**Лабораторные весы серии EJ: EJ-123, EJ-303, EJ-120, EJ-200, EJ-300, EJ-410, EJ-610, EJ-1500, EJ-2000, EJ-3000, EJ-4100, EJ-6100**

### **Отличительные особенности весов AND EJ:**

- Дискретность 0,01 г
- Выбор моделей с НПВ от 120 до 6100 г
- Выбор единиц измерения: грамм, карат, %, шт
- Чашка из нержавеющей стали
- Слот на задней панели для установки замка против краж
- Установка весов в штабель с целью экономии места для хранения
- ЖК дисплей с подсветкой
- Сетевой адаптер в комплекте
- Подключение к компьютеру или принтеру (опции EJ-02, EJ-03)

- Футляр для переноски (опция EJ-12)
- Автоматический расчет плотности (опция EJ-13)
- Гарантия на оборудование пять лет.
- Внесены в государственный реестр средств измерений под № 43444-09.

**Технические характеристики весов серии EJ:**

| Модель                                                   |                                    | EJ-303                | EJ-123 | EJ-120 | EJ-200 | EJ-300 | EJ-410 | EJ-610 | EJ-1500   | EJ-2000 | EJ-3000 | EJ-4100 | EJ-6100 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| НПВ, г                                                   |                                    | 310                   | 120    |        | 210    | 310    | 410    | 610    | 1 500     | 2 100   | 3 100   | 4 100   | 6 100   |
| Дискретность, г                                          |                                    | 0.001                 |        | 0.01   |        |        |        |        | 0.1       |         |         |         |         |
| Повторяемость (ст. отклонение), г                        |                                    | 0.003                 |        | 0.01   |        |        |        |        | 0.1       |         |         |         |         |
| Линейность, г                                            |                                    | ±0.003                |        | ±0.01  |        | ±0.02  |        |        | ±0.1      |         | ±0.2    |         |         |
| Счётный режим                                            | Максимальное кол-во предметов, шт  | -                     |        | 12 000 | 21 000 | 31 000 | 41 000 | 61 000 | 15 000    | 21 000  | 31 000  | 41 000  | 61 000  |
|                                                          | Минимальный вес одного предмета, г | 0.001                 |        | 0.01   |        |        |        |        | 0.1       |         |         |         |         |
|                                                          | Кол-во образцов, шт                | 5, 10, 25, 50 или 100 |        |        |        |        |        |        |           |         |         |         |         |
| Режим %                                                  | Дискретность                       | 0.01%                 |        | 0.1%   |        |        |        |        |           |         |         |         |         |
|                                                          | Мин. 100% масса, г                 | 0.1                   |        | 1      |        |        |        |        | 10        |         |         |         |         |
| Размер весовой платформы (чашки для EJ-123 и EJ-303), мм |                                    | 110 ø                 |        |        |        |        |        |        | 127 x 140 |         |         |         |         |
| Вес, г                                                   |                                    | ≈ 1160                |        | ≈ 850  |        |        |        |        | ≈ 1 100   |         |         |         |         |
| Калибровочная гиря массой, г                             |                                    | 300                   | 100    |        | 200    | 300    | 400    | 600    | 1 500     | 2 000   | 3 000   | 4 000   | 6 000   |

| Общие для всех моделей лабораторных весов A&D серии EJ параметры |                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Дрейф чувствительности                                           | ±20 ppm / °C (10 °C - 30 °C / 50 °F - 86 °F) |

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Дисплей                            | 7 сегментный ЖК дисплей с подсветкой (высота символов 16 мм)                |
| Частота обновления дисплея         | 10 раз / сек                                                                |
| Условия внешней среды (для работы) | От -10 °С до +40 °С, ОВВ менее 85% (без конденсации)                        |
| Источник питания                   | Сетевой адаптер (в комплекте) или 4 батарейки АА                            |
| Время автономной работы            | ≈ 70 часов (при выключенной подсветке и использовании алкалиновых батареек) |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**