

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato WGH-201 - Система высокой очистки воды I типа



WGH-201

Производительность по
дистиллированной /
деионизированной воде

Дистиллированной воды - 1,5 л в час

Интерфейсы

Шланговое соединение дренажного канала на выбор - слева или справа. Универсальный порт для отбора проб дистиллированной воды - шланг с муфтой в комплекте (используется для сбора и слива воды из бака).

Скорость подачи
деионизированной воды

Примерно 1 л в мин

Скорость подачи
дистиллированной воды

Примерно 0,9 л в минуту

WGH-201

Тип очищенной воды / класс чистоты	Дистиллированная вода высокой степени очистки: Обычный отбор проб воды по стандарту JIS K0557 A4 + Отбор проб воды после ручного получения по стандарту ASTM D1193 Тип 1, Деионизированная вода - Соответствие стандартам JIS K0557 A4. Дистиллированная вода высокой чистоты: 18 МОм □ см. или более, Деионизированная вода: прибл. 18 МОм □ см, Дистиллированная вода: прибл. 1,0 МОм □ см
Картридж предварительной очистки	Мембрана из полых волокон 0,1 мкм + активированный уголь (PWF-1) (подлежит замене при обработке около 5000 литров воды)
Картридж высокой очистки	По одному CPC-S (4L) и CPC-H (3L) (оба подлежат замене ежегодно)
Картридж ионного обмена	CPC-S (4L) x 1 шт. (замена примерно через каждые 700 литров обработанной воды)
Метод очистки воды	Картридж предварительной очистки → Ионный обмен → Дистилляция → Резервуар → Ионный обмен → Картридж высокой чистоты → Фильтрация. Автоматическая циркуляция (также возможна ручная циркуляция) - перед финальной фильтрацией возврат в резервуар
Фильтр сырой / дистиллированной/ деионизированной воды	Мембранный фильтр 0,1 мкм (устанавливается на выходе для отбора проб) - подлежит замене при обработке около 500 литров воды)
УФ-стерилизация	УФ-лампа для стерилизации в стандартной комплектации.
Внешние габариты	600 x 660 x 775 мм
Масса	75 кг
Источник питания	AC115 / 220 В. Однофазный с понижающим трансформатором.
Цикл производства	0,1 - 26 л Количественный сбор воды / непрерывный сбор воды
Аксессуары включенные	Шланг для подачи воды x 1шт. Зажим для шланга x 1 шт., Картридж с ионообменной смолой (SPC-S) x 2 шт., Картридж высокой очистки (CPC-H) x 1 шт., Картридж предварительной очистки x 1 шт., Мембранные фильтры x 2 шт., Уплотнительная лента x 1 шт., Сливной шланг 2 м x 1 шт., Входной / выходной шланг x 1 шт., Шланг подачи воды в сборе x 1 шт., Сливной шланг для дистиллированной воды x 1 шт. Поддон для отбора проб воды - ящичковый тип, грузоподъемность 10кг, Выдвижной тип, грузоподъемность 10 кг, для стакана 5 л

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01