

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato BL-810C - Баня лабораторная водяная постоянной температуры



Yamato BL-810C - Баня лабораторная водяная постоянной температуры

BL-810C

Диапазон рабочих температур	От -15 до + 70 ° C (при комнатной температуре 20 ° C) (когда работа холодильника установлена на 40 ° C или ниже)
Точность установки температуры	$\pm 0,1$ ° C
Равномерность распределения температуры	$\pm 0,3$ ° C
Настройка / отображение температуры	ПИД-регулирование

BL-810C

Датчик температуры	Двойной датчик: платиновый Pt100Ω (для контроля температуры) + термопара К (для защиты от перегрева)
Параметры нагревателя	2 кВт
Рабочие функции	Фиксированная температура, автоматическая остановка, автоматический запуск
Функции безопасности	Прерыватель утечки тока перегрузки, реле перегрузки холодильника, обнаружение давления холодильника, поплавковый выключатель для предотвращения пустого нагрева, функция таймера задержки для защиты холодильника, функция автоматического предотвращения перегрева, устройство предотвращения перегрева
Габариты внутренней камеры	600 x 400 x 350 мм
Внешние габариты	880 x 490 x 855 мм
Источник питания	60 Гц 15,4 А
Система циркуляции воды	Насос циркуляционного охлаждения / внешняя циркуляционная система
Масса	105 кг
Дополнительные функции	Сливной кран, поплавковый выключатель, фильтр конденсатора, функция связи RS485, выходной терминал температуры, индикатор реле давления холодильника, функция блокировки клавиш, функция смещения калибровки, функция компенсации сбоя питания, слив конденсата
Охладитель / хладагент	R404A с воздушным охлаждением, 600 Вт; Холодопроизводительность: Приблизительно 880 Вт (756 ккал / ч) при 15 °C Комнатная температура 20 °C
Аксессуары включенные	Сливной шланг 0,3 м (1), шланг для слива конденсата 0,3 м 1 шт., Полка 1 шт

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01