Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>



ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Yamato AW-62 - Машина

посудомоечная лабораторная

автоматическая



Yamato AW-62 - Машина посудомоечная лабораторная автоматическая

AW-62

Метод очистки воды	Двухсторонний метод струи воды под давлением, фиксированная форсунка
Программирование	3 режима работы
Программа 1	Мойка (диапазон настройки: 0 -30 мин.)
Программа 2	Полоскание (диапазон настройки: 0 - 30 мин.)
	Ополаскивание очищенной водой (необязательно) при
Программа 3	подключении к водоочистителю, ополаскивание 20 л очищенной
	воды

AW-62

Диапазон рабочих температур	45 ~ 80 ° C
Параметры нагревателя	Встроенный обогреватель 6кВт
Диапазон регулировки давления воздуха / воды	Давление подачи воды 0,1 ~ 0,3 МПа
Впускной канал	Водоснабжение: Открывается / закрывается электромагнитным клапаном, уровень воды регулируется переключателем уровня воды
Выпускной канал	Канализация: Естественный дренаж за счет разрыва уровня воды
Материал корпуса	Не хромированная электрическая оцинкованная стальная пластина, химически стойкая краска
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Габариты и устройство двери	открывается сверху вниз
Внешние габариты	600 x 620 x 940 мм
Габариты внутренней камеры	594 х 572 х 564 мм, эффективная высота: 345 мм
Источник питания	Трехфазный 220В переменного тока 17А с внешним трансформатором
Насос подачи воды / образца / воздуха	Трехфазный 220 В переменного тока 250 Вт
Используемые емкости / жидкости	Бесфосфатные моющие средства
Стандартный размер полки	Вращающаяся подставка для посуды D.550 мм, макс.нагрузка: 25 кг (Стандарт), стойки (по желанию)
Масса	90 кг
Аксессуары включенные	1 шт. шланг подачи воды (с муфтой) 2м, 1 шт. сливной шланг (ID25.4мм) 1.5м, 1 кг. моющее средство без фосфора (мерная ложка 50 мл, 1 шт.), виниловая крышка, 1 шт. игла для очистки форсунок главного жиклера, блок подачи воды

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01