



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato LR-500A - Мешалка верхнеприводная лабораторная

SINCE 1889



Yamato

Yamato LR-500A - Мешалка верхнеприводная лабораторная

Особенности серии LR:

- Бесщёточный двигатель постоянного тока считается превосходным с точки зрения безопасности, поскольку нет щёток, вызывающих искры, и не требуется замена щёток.
- Система прямого привода снижает уровень шума и требует минимального обслуживания.
- Лабораторная мешалка обеспечивает высокий крутящий момент, позволяя перемешивать высоковязкий раствор.
- Цифровой тахометр для простой настройки и подтверждения скорости.
- Нагрузку на перемешивающий вал можно контролировать с помощью дисплея LED2. Лампа перегрузки включается при превышении максимальной нагрузки,

автоматически останавливая двигатель.

- Функция контроля скорости вращения с обратной связью может поддерживать скорость схватывания, несмотря на изменение нагрузки (особенно подходит для образцов с высокой вязкостью)

LR-500A

Диапазон регулировки скорости	34 -340 об / мин Управление обратной связью по скорости
Мотор / двигатель	70 Вт Бесщеточный
Источник питания	AC100 ~ 125 В 3А
Аксессуары включенные	Вал перемешивания (ø10 * 500 мм), 4-лопастная лопатка 75 мм, зажим
Функции безопасности	Останавливается при перегрузке

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01