

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>

## Yamato LM-200/210 - Мешалка верхнеприводная лабораторная



## Yamato LM-200/210 - Мешалка верхнеприводная лабораторная

Компактная мешалка для лабораторных колб серии LM имеет встроенный привод и уплотнение для перемешивания, что позволяет напрямую устанавливать колбу и перемешивать в вакууме и герметичном состоянии. Не требуется трудоёмкая центровка вала. Его мощная перемешивающая способность идеальна для образцов большого объёма и высокой вязкости. Оснащена цифровым индикатором.

## Особенности:

- Широкий диапазон скорости вращения.
- Не требующий обслуживания и превосходный бесщеточный двигатель постоянного тока.
- Ременная передача сводит к минимуму шум и вибрацию.

- Возможность вакуумирования до 399,9 Па без снижения эффективности вращения
- Непосредственно присоединяется к трехгорлой колбе 24/40 (29/42 опционально).
- Разнообразие перемешивающих валов и лопастей для работы с образцами от малых до больших объёмов.
- Уплотнение из фторкаучука в стандартной комплектации для уплотнения вала, улучшенное химостойкое уплотнение из тефлоновой резины доступно в качестве опции.
- В соединении колбы стандартно используется уплотнительное кольцо FKM, в качестве опции доступно уплотнительное кольцо Kalrez® повышенной химической стойкости.
- Оснащён поворотным соединением 24/40, (29/42 опционально)

## LM-200/210

Диапазон регулировки скорости	50 ~ 1000 об / мин Контроль обратной связи
Мотор / двигатель	Бесщеточный двигатель постоянного тока 30 Вт
Внешние габариты	$69 \times 108 \times 222$ мм TS 24/40 Ø8 мм ( $\phi$ 7,9 $\sim$ 7,95)
Источник питания	Однофазный AC100V $\sim$ AC120V 50/60 Гц 1A /Однофазный AC200V $\sim$ AC220V 50/60 Гц 1A Шнур питания Тип 3P (AC115V 50/60 Гц)/ О тип 3P (AC220V 50/60 Гц)
Macca	700 г (только основной корпус)
Аксессуары включенные	Винт и гаечный ключ с шестигранной головкой под ключ, адаптер переменного тока, шнур питания 3 м, соединительная крышка, ручка (оправка), зажим для колбы
Функции безопасности	Функция защиты от перегрузки $^{*}$ 2, крышка муфты (структура, предотвращающая спутывание волос), функция медленного пуска

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01