

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato MK-161 - Шейкер лабораторный горизонтальный



Yamato MK-161 - Шейкер лабораторный горизонтальный

Используется в научных, производственных лабораториях для смешивания, извлечения и перемешивания образцов. Модель оснащена бесщёточным двигателем постоянного тока, цифровым дисплеем частоты встряхивания, циферблатом и таймером.

Особенности:

- Компактный дизайн.
- Сменные вращательные, эллиптические и возвратно-поступательные движения для смешивания, извлечения и перемешивания образцов.
- Стабильная мощность и скорость тряски с высоким крутящим моментом благодаря бесщёточному двигателю постоянного тока.
- Частота встряхивания и таймер регулируются циферблатом и цифровым дисплеем.
- Функция паузы встряхивания, функция таймера и постоянная работа одним переключателем.

- Выбираемые схемы смешивания, экстрагирования и перемешивания при использовании разных стадий встряхивания и штативов (дополнительный элемент).
- Можно поместить внутрь инкубатора IN604W для инкубации встряхиванием.

МК-161

Диапазон регулировки скорости	20-200 об / мин
Способ перемешивания / вращения	Возвратно-поступательное, так и поворотное встряхивания (ручное переключение) Вихревое движение: 30 мм, Возвратно- поступательное движение: 30 мм
Внешние габариты	350 x 300 x 150 мм
Источник питания	АС100V 0,6А
Масса	15 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01