

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato MK-201D - Шейкер лабораторный горизонтальный



Yamato MK-201D - Шейкер лабораторный горизонтальный

Шейкер Yamato Scientific MK201D используется в научных, производственных лабораториях для смешивания, извлечения и перемешивания образцов. Модель оснащена цифровым дисплеем частоты встряхивания и таймером.

Особенности:

- Компактный дизайн.
- Сменные вращательные и возвратно-поступательные движения для смешивания, извлечения и перемешивания образцов.
- Цифровой дисплей частоты встряхивания.

- Оснащен таймером встряхивания.
- Легко собирать и снимать аксессуары.
- Различные режимы встряхивания при использовании с разными стадиями встряхивания и штативами.
- Может быть помещен в инкубатор IN602CSW для инкубации встряхиванием.

МК-201D

Диапазон регулировки скорости	20-200 об / мин, плавная регулировка
Способ перемешивания / вращения	Возвратно-поступательное, так и поворотное встряхивания (ручное переключение) Вихревое движение: 30 мм, Возвратно-поступательное движение: 30 мм
Внешние габариты	442 x 415 x 130 мм
Источник питания	AC100V 2A
Масса	19 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01