

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato SA-300 - Шейкер лабораторный вертикальный



Yamato SA-300 - Шейкер лабораторный вертикальный

Шейкер Yamato Scientific SA300 используется в научных, производственных лабораториях для смешивания, извлечения и перемешивания образцов. Модель оснащена цифровым дисплеем частоты встряхивания, циферблатом и таймером.

Преимущества

- Можно получить стабильные повороты от низкой до высокой скорости
- Компактный и оснащен мощной встряхивающей нагрузкой
- Простые в использовании циферблаты для настройки частоты встряхивания и цифровых дисплеев
- Возможно переключение между работой по таймеру и непрерывной работой

- Различные держатели могут быть легко прикреплены и удалены и чрезвычайно прочны
- Обеспечивает двухмерное встряхивание (горизонтальное и вертикальное)

SA-300

Способ перемешивания / вращения **Горизонтальное / вертикальное встряхивание**

Мотор / двигатель Двигатель постоянного тока 90 Вт

Внешние габариты 460 x 460 x 423 мм

Источник питания AC220V 1A

Масса 40 кг

Аксессуары включенные Предохранитель x 1, угольная щетка x 1

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01