

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato SA-320 - Шейкер лабораторный вертикальный



Yamato SA-320 - Шейкер лабораторный вертикальный

Шейкер Yamato Scientific SA320 используется в научных, производственных лабораториях для смешивания, извлечения и перемешивания образцов. Модель оснащена цифровым дисплеем частоты встряхивания, циферблатом и таймером.

Преимущества

- Стабильность работы на любой скорости
- Компактный и оснащен мощной встряхивающей нагрузкой
- Простые в использовании циферблаты для настройки частоты встряхивания
- Возможно переключение между работой по таймеру и непрерывной работой
- Различные держатели могут быть легко прикреплены и удалены

- Основной блок качается вертикально, но его можно положить на бок, чтобы встряхивать горизонтально

SA-320

Способ перемешивания / вращения	Горизонтальное / вертикальное роторное встряхивание
Мотор / двигатель	Двигатель постоянного тока 90 Вт
Внешние габариты	460 x 460 x 423 мм
Источник питания	AC220V 1A
Масса	40 кг
Аксессуары включенные	Предохранитель x 1, угольная щетка x 1

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01