

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

## Штатив СПРУТ ШРТ-1/400



## Штатив СПРУТ ШРТ-1/400

Штатив для р/а трубный цепной ШРТ-1/400 предназначен для крепления импульсных рентгеновских аппаратов типа«Шмель» и «Пион» на трубах диаметром от 57 до 1420 мм. Позволяет регулировать фокусное расстояние рентгенаппарата и располагать его в различных пространственных положениях относительно трубы.

Имеет стойку с основанием и прижимным механизмом на основе редуктора с ручкой. С его помощью производится натягивание цепи расположенной вокруг трубы и прижим основания штатива к её поверхности. Размещение СПРУТ ШРТ-1/400 возможно на трубах с диаметром от 57 до 1420 мм. Рентгенаппарат размещается на специальной площадке и закрепляется на ней капроновыми стропами. Площадка с прибором может быть зафиксирована в любом пространственном положении относительно поверхности трубы в пределах хода используемого шарового механизма и муфты на стойке.

Основные элементы конструкции устройства изготовлены из нержавеющей стали. Применение штатива СПРУТ ШРТ-1/400 обеспечивает дополнительное удобство при

выполнении выездного радиографического контроля. Приспособление предназначено для работы с рентгеновскими дефектоскопами импульсного типа серий Арина 1, 3, 7, 9; Арион 400, 600; ШМЕЛЬ; ПИОН.

## Технические характеристики штатива СПРУТ ШРТ-1/400

Материал приспособления	нержавеющая сталь
Высота штатива, мм	550
Диапазон диаметров объекта контроля, мм	от 57 до 1420
Размеры посадочного места под рентгеновский аппарат (Д×Ш)	380×147
Габариты min (Д×Ш×В)	300×150×550

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01