

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Штатив ШРТ-3 для МАРТ



Штатив ШРТ-3 для МАРТ

Штатив СПРУТ ШРТ-3 предназначен для позиционирования относительно объекта контроля рентгеновского аппарата МАРТ-250. Элевационный механизм штатива и специальная шаровая головка позволяют регулировать высоту рентгенаппарата и направление его излучения, что дает возможность располагать его в различных пространственных положениях относительно объекта контроля.

Основные элементы конструкции — облегчённый трехножный штатив с подъёмным элеватором, на вершине которого размещён шаровый регулировочный механизм с площадкой для крепления рентгенаппарата.

Приспособление изготовлено из химически стойких материалов — алюминиевого сплава и нержавеющей стали. Закрепление аппарата на площадке штатива СПРУТ ШРТ-3/МАРТ-250 осуществляется при помощи комплекта ремней с храповым механизмом.

Технические характеристики

Материал штатива	алюминий
Материал держателя рентгенаппарата	нержавеющая сталь/алюминий
Высота штатива min/max, мм	1050/3100
Угол вращения в горизонтальной плоскости	360°
Угол вращения в вертикальной плоскости	360°
Вес, кг	7

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01