

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Носитель для магнитной суспензии Magnaflux Carrier II



Носитель для магнитной суспензии Magnaflux Carrier II

Тип оборудования: носитель для магнитнопорошкового контроля

Производитель: Magnaflux, Великобритания

Серия: Carrier II

Применение: MAGNAFLUX Carrier II используется в качестве дисперсионной среды для приготовления суспензий на масляной основе при магнитопорошковом методе контроля с использованием различных магнитных порошков MAGNAFLUX.

Соответствие стандартам: ASTM E709-01, ASTM E 1444-05, MIL-STD 2132C (SH), AMS 2641A, DOD-F-87935, A-A 59230, ГОСТ 21105-87

Рекомендуемые концентрации:

Наименование порошкового магнитного концентрата	Люминесценция	Рекомендуемая концентрация, г/л	Объем осадка при контроле с помощью колбы, мл
7C Black	Отсутствует	9,5	1,30
9C Red	Отсутствует	9,5	1,55
14A	Присутствует	1,25	0,21
MG-410	Присутствует	1-1,15	0,08

Технико-эксплуатационные характеристики Magnaflux Carrier II

Плотность, г/мл	0,8
Температура вспышки, °C	более 93
Вязкость при 38 °C, сст	менее 3
Люминесценция	Отсутствует

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01