

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Рентгентелевизионная установка ФИЛИН 1XX



Рентгентелевизионная установка ФИЛИН 1XX

Рентгентелевизионная установка Филлин является прекрасным сочетанием приемлемой цены и компактного дизайна, обеспеченного, в том числе и тем, что рентгеновский генератор расположен непосредственно под системой.

Основной функцией комплекса является контроль деталей, помещённых на предметный столик, в одной проекции. В рентгенозащищённой кабине располагается сам рентгеновский аппарат, оснащённый вертикальным механизмом перемещения трубки, а так же столик, на котором осуществляется просвечивание, для удобства укладки изделий имеющий высоту около 700 миллиметров. После того, как изделие будет готово к контролю, специалисту необходимо дать команду, и столик будет выезжать из кабины, а после того, как изделие займёт необходимое положение на нем, столик будет автоматически задвигаться обратно. Как радиография, так и радиоскопия могут быть успешно проведены с помощью рентгентелевизионной установки Филлин, с присущей для использования удобством и

простотой. Если целью использования рентгенотелевизионных установок является радиография, изделие, подвергаемое просвечиванию, следует поместить на уложенную на предметный столик фосфорную пластину системы «Фосфоматик» или рентгеновскую плёнку. Автоматизированный подъемник рентгеновской трубки обеспечит удобство выбора фокусного расстояния. В случае проводимой с помощью прибора Филин радиоскопии под предметным столиком следует расположить плоский детектор.

Рентгенотелевизионные установки серии Филин позволят осуществлять контроль над любыми изделиями из разнообразных материалов, размер изделия ограничен лишь размером предметного столика.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01