ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

## Поверка термоанемометра



## Поверка термоанемометра

Поверка термоанемометра выполняется один раз в год, если прибор внесен в Госреестр СИ и используется в сфере ГРОЕИ. Поверка включает в себя перечень метрологических процедур, которые позволяют убедиться в соответствии точностных характеристик нормативам государственных стандартов.

Метрологической поверке подлежат все термоанемометры, которые используются в целях обеспечения безопасности труда; контроля соблюдения точности технологических процессов; для регулировки параметров проветривания на производстве, в горнорудных выработках и во многих других процессах.

## Что входит в процедуру поверки.

Метрологическая поверка термоанемометра выполняется аттестованными специалистами в лабораторном помещении с неизменными температурно-влажностными параметрами – для

исключения влияния температурной погрешности.

Она включает в себя следующие процедуры:

- внешний осмотр с контролем комплектности и отсутствия внешних дефектов;
- практическое опробование с проверкой правильности функционирования согласно инструкции по эксплуатации или паспорту на прибор;
- определение погрешности и чувствительности для всех диапазонов измерений.

Технологические операции по контролю точности, которые включает в себя поверка термоанемометра, выполняются во всём рабочем диапазоне конкретной модели. Для этого используется образцовый термостат и аэрометрический стенд с высокой равномерностью потока и возможностью регулировки скорости с заданной точностью.

Для сигнальных моделей, используемых в системах безопасности, дополнительно контролируется точность срабатывания пороговой сигнализации. За счет автоматизации поверочных операций и компьютерной обработки полученных в ходе испытаний результатов, обеспечивается высокая достоверность данных и их повторяемость.

## Как передать прибор в поверку?

- Отправьте заявку на наш e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u> или позвоните по телефону 8-800-551-11-01. Сообщите название организации, реквизиты (для безналичного расчёта), модель и заводской номер прибора,
- Доставьте прибор в наш офис,
- Оплатите услуги,
- Получите прибор и поверительное свидетельство по истечении оговоренного срока поверки.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01