

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Поверка термометра



Поверка термометров

Поверка термометра – это совокупность операций, выполняемых с целью уточнения производственных характеристик этого инструмента и их соответствия паспортным данным, указанным производителем. Поверка электронных термометров проводится в сроки с периодичностью указанную в паспорте измерительного прибора.

Наша компания предлагает услуги по поверке контактных термометров всех типов и конструкций (поверхностных, погружаемых, со сменными зондами и без) на самом высоком уровне. Сертифицированная лаборатория, оснащенная всем необходимым эталонным оборудованием, и высококвалифицированный персонал, применяющий эффективные методики, соответствующие действующим нормам и правилам – всё это гарантирует получение стабильно качественного результата в кратчайшие сроки.

По окончании срока действия сертификата о первичной поверке термометра, вы должны будете не реже одного раза в течение межповерочного интервала проходить периодическую поверку. Кроме этого, иногда возникает необходимость в проведении

внеплановых поверок. Это может случиться после ударов, падений или других воздействий, которые могли повлиять на метрологические характеристики термометра, после ремонта, или если вы не пользовались термометром более межповерочного интервала.

Методика поверки

- Внешний осмотр, проверка маркировки и комплектности;
- Опробование;
- Проверка электрического сопротивления изоляции;
- Проверка электрической прочности изоляции (только при первичной поверке);
- Проверка отклонения сопротивления;
- Проверка диапазона измеряемых температур;
- Определение абсолютной погрешности измерения температуры.

По результатам поверки вы получите свидетельство установленного образца, в котором будут указаны название прибора, его серийный номер и данные о владельце, благодаря чему вы можете использовать этот документ в отчетах в течение межповерочного интервала, по истечению которого вам понадобится периодическая поверка термометра. Заказав у нас поверку термометра, вы не только можете существенно сэкономить свое время и средства, но избежите множества "подводных камней" и бюрократических проволочек. В спектр предоставляемых нами услуг также входит калибровка термометров. Эта услуга может понадобиться в случае, если ваш термометр не внесен в Государственный реестр средств измерений. По итогам вы получите свидетельство о калибровке с указанием действительных метрологических характеристик. Как правило, процедура поверки или калибровки термометра не превышает 5-7 рабочих дней.

Как передать прибор в поверку?

- Отправьте заявку на наш e-mail: info@averus-pribor.ru или позвоните по телефону 8-800-551-11-01. Сообщите название организации, реквизиты (для безналичного расчёта), модель и заводской номер прибора,
- Доставьте прибор в наш офис,
- Оплатите услуги,
- Получите прибор и поверительное свидетельство по истечении оговоренного срока поверки.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01