

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato MH-520 - Мешалка магнитная лабораторная с подогревом



Yamato MH-520 - Мешалка магнитная лабораторная с подогревом

Особенности:

- Отличная температурная стабильность и высокая скорость повышения температуры благодаря использованию круглой пластины с хорошей тепловой эффективностью.
- Химически стойкое керамическое покрытие нагревательной плиты.
- Оснащён защитой цепи.
- Большой объём перемешивания - до 5 л

МН-520

Материал полки / платформы

Габариты полки / платформы

Алюминий с керамическим покрытием**ø168 мм**

МН-520

Рекомендованные типы пробирок	50-5000 мл
Диапазон регулировки скорости	150-1150 об / мин (50 Гц)/ 150-1300 об / мин (60 Гц)
Мотор / двигатель	Асинхронный двигатель
Внешние габариты	190x223x123 мм
Источник питания	AC220V 3.5A
Масса	3,1 кг
Аксессуары включенные	Якорь для мешалки 30 мм 1 шт.
Параметры нагревателя	Макс. 325 ° С / 470 Вт
Настройка / отображение температуры	Тип управления входом симистора

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01