Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru



ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Рентгенофлуоресцентный анализатор металлов TrueXR



от 1 сек. при анализе металла и от 5 сек при анализе Скорость анализа:

неметаллических образцов

Анализ «легких магния, алюминия, кремния, фосфора и серы элементов»:

Масштаб обнаружения 0.001 - 100 %

обеспечивает работу анализатора в течение 11-13 часов активного Емкость аккумулятора:

режима и до 20 часов в режиме ожидания

Вес анализатора: 1.6 кг.

Перенос полученных данных анализа через: порт USB, micro USB. Не требуется использование внешних накопителей и установка специальных программ, применение

облачных технологий

ОсноваAl Ti Fe

элементов:

```
Mg
      1
Αl
           0,85 0,54
Si
      0,1 0,11 0,05
Р
                 0,02
S
                 0,01
           -
Τi
      0,005-
                 0,004
V
      0,0050,0660,004
Cr
      0,01 0,0210,003
Mn
      0,0120,02 0,025
Fe
      0,01 0,021-
Co
      0,0090,0070,04
Ni
      0,0080,0070,012
Cu
      0,0050,0050,008
Zn
      0,0050,0050,007
Se
           0,0010,003
Zr
           0,0010,001
Nb
           0,0010,001
Мо
           0,0020,001
Rh
      0,0040,0030,004
Pd
      0,0040,0030,004
Ag
      0,0040,0030,003
Cd
      0,0040,0030,003
Sn
      0,0030,0030,003
Sb
      0,0040,0040,003
Hf
      0,0040,0040,004
Ta
      0,0040,0040,005
W
      0,0030,0040,005
      0,0030,0040,005
Re
Pb
      0,0030,0040,005
Bi
      0,0030,0040,005
```

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01